

EASI-EXTRACT[®] FOLIC ACID

Cod. Prodotto: P81 / P81 B

Colonne ad immunoaffinità da utilizzare in associazione all'HPLC o LC-MS/MS
Solo per uso in vitro.

P81/V21/22.06.23

www.r-biopharm.com




R·BIOPHARM
RHÔNE LTD

Contenuto

	Pag
Principio del Test.....	3
Reagenti Non Forniti	3
Prodotti Accessori.....	3
Metodi raccomandati e note applicative.....	3
Rischi	4
Decontaminazione.....	4
Conservazione e Durata	4
Campionamento	4
Sensibilità.....	4
Recupero	4
Preparazione della Colonna	4
Inversione del Flusso	5
Note Applicative Disponibili	5
Preparazione del Tampone Fosfato 0.1 M.....	5
Preparazione della Soluzione di Ascorbato di Sodio al 10 %	5
Preparazione della Soluzione A della Fase Mobile (Acqua Contenente TFA allo 0.1 %).....	5
Preparazione della Soluzione di Eluizione (Acetonitrile al 30 % Contenente TFA allo 0.2 %)	5
Preparazione del Campione	6
• Polveri per l'Infanzia, Prodotti Pronti all'Uso e Latte Liquido	6
• Cereali	7
Preparazione dello Standard	8
Preparazione della Soluzione di Diluizione (Acetonitrile al 15 % Contenente TFA allo 0.1 %).....	8
Curva di Calibrazione.....	8
Raccomandazioni per l'HPLC.....	9
Esempio di Cromatogramma in HPLC per alimenti per l'infanzia	10
Esempio di Cromatogramma in HPLC per cereali e barrete energetiche	10
Qualità.....	11
Supporto Tecnico.....	11
Garanzia.....	11

Principio del Test

La procedura si basa sulla tecnologia dell'anticorpo monoclonale, che rende il test altamente specifico, sensibile, rapido e semplice da eseguire.

Le colonne contengono una sospensione in gel di anticorpi monoclonali specifici per la vitamina di interesse. Dopo l'estrazione della vitamina, il campione estratto viene filtrato, centrifugato e il surnatante è filtrato prima di farlo passare lentamente attraverso la colonna ad immunoaffinità. L'eventuale vitamina presente nel campione è trattenuto dall'anticorpo all'interno della sospensione in gel. La colonna viene poi lavata per rimuovere tutto ciò che non si è legato e la vitamina è rilasciata dall'anticorpo in seguito all'aggiunta del solvente. L'eluato viene raccolto prima dell'analisi in HPLC oppure LC-MS/MS.

Il tempo totale necessario per l'estrazione e la purificazione è di circa 3 ore. Lo scopo è quello di migliorare la purificazione e la concentrazione della vitamina da alimenti e mangimi per ottenere un cromatogramma più preciso e quindi una determinazione più accurata e sensibile. Le colonne hanno l'ulteriore vantaggio di poter essere utilizzate per l'analisi di una vasta gamma di campioni.

Reagenti non Forniti

- Acqua Distillata / Deionizzata (Adatta per HPLC, es. MilliQ)
- Solventi (Acetonitrile)
- Standard di Acido Folico (si prega di far riferimento alla sezione relativa alla preparazione degli standard)
- Idrossido di Sodio
- Ascorbato di Sodio
- Fosfato di Sodio Monobasico
- Fosfato di Sodio Bibasico Eptaidrato
- Acido Trifluoroacetico (TFA)
- Pancreatina 1 x USP*

* Si raccomanda di verificare tutti gli enzimi per il contenuto naturale di vitamina prima dell'analisi poiché potrebbero contenere tracce di acido folico.

Prodotti Accessori

- Carta da Filtro Whatman S&S 597 ½
- Supporto per Colonne ad Immunoaffinità (CR1)*
- Pacchetto di Accessori per Colonne ad Immunoaffinità (AP01)*

* Disponibili presso R-Biopharm. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il vostro distributore locale.

Metodi raccomandati e Note applicative

Sono disponibili metodi per ulteriori matrici. Eventuali variazioni dei protocolli descritti nel nostro manuale di istruzioni e nelle note applicative non garantiscono risultati ottimali. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio distributore locale.

Rischi

Durante l'analisi è necessario indossare indumenti protettivi come camici, guanti e occhiali protettivi.

Conservare i solventi infiammabili in un armadietto antiesplorazione. Se possibile, operare sotto cappa chimica ed utilizzare attrezzature protettive.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il distributore locale R-Biopharm e richiedere la scheda di sicurezza.

Decontaminazione

E' necessario lavare e risciacquare accuratamente la vetreria prima dell'uso al fine di evitare cross-contaminazioni. Riciclare i rifiuti in plastica decontaminati, se la normativa locale lo consente.

Conservazione e Durata

Le colonne hanno una durata di 18 settimane dalla data di produzione se conservate a 2 - 8 °C oppure di 12 mesi dalla data di produzione se conservate a 21 - 25 °C. Non congelare.

Assicurarsi che le colonne non si siano asciugate e che contengano il tampone sopra al gel. Si tenga presente che gli anticorpi contenuti nelle colonne possono essere denaturati da forti variazioni di temperatura o pH.

Campionamento

E' necessario ottenere un campione sufficientemente rappresentativo. Tale campione deve essere tritato finemente e una parte di esso (1 - 10 g a seconda del metodo utilizzato) deve essere prelevato ed estratto.

Sensibilità

La sensibilità dipende dal sistema di rilevazione finale utilizzato dall'analista. Tuttavia, se richiesto, la sensibilità del test può essere migliorata aumentando il volume del campione che viene fatto passare attraverso la colonna ad immunoaffinità.

Per avere prestazioni ottimali, è necessario tenere in considerazione l' LOQ di un tipico sistema in HPLC, mirando a caricare nella colonna campioni contenenti una quantità di acido folico compresa tra 0.1 - 0.5 µg. Non eccedere oltre a 0.45 µg poiché tale valore è troppo vicino alla capacità della colonna.

Recupero

Se un analista desidera tenere in considerazione le perdite che possono avvenire durante l'estrazione, si raccomanda di analizzare un campione arricchito dello stesso tipo di matrice testata seguendo la procedura completa come per uno standard di riferimento. I valori di recupero ottenuti con il campione arricchito possono essere successivamente utilizzati per correggere i risultati ottenuti dall'analisi del campione.

Preparazione della Colonna

Le colonne di immunoaffinità devono trovarsi a temperatura ambiente prima dell'uso. Togliere il tappo dall'estremità superiore della colonna di immunoaffinità. Fissare saldamente la colonna ad un serbatoio in vetro da siringa mediante adattatore, quindi inserirla nel supporto per colonne o nel supporto a morsetto.

Inversione del Flusso

Si raccomanda di invertire la direzione del flusso per aumentare il tempo in cui il solvente rimane in contatto con il gel contenete l'anticorpo dentro la sospensione in gel ed assicurare la completa eluizione della tossina. Invertire la direzione del flusso alzando ed abbassando lentamente la siringa durante il passaggio dell'eluente attraverso la colonna. Questa procedura inverte la direzione del flusso dell'eluente e deve essere ripetuta 3 volte.



Preparazione del Tampone di Sodio Fosfato 0.1 M

Il tampone di sodio fosfato può essere conservato per 5 giorni se tenuto a temperatura ambiente.

1. Pesare 4.68 g di fosfato di sodio monobasico (anidro) e 16.37 g di fosfato di sodio di basico eptaico in un idoneo contenitore.
2. Portare a 1 L con acqua.
3. Verificare che il pH sia a 7.0.

Preparazione della Soluzione di Ascorbato di Sodio al 10 %

La soluzione di ascorbato di sodio deve essere preparata lo stesso giorno dell'analisi.

1. Pesare 10 g di ascorbato di sodio in un idoneo contenitore.
2. Portare a 100 ml con acqua.

Preparazione della Soluzione A della Fase Mobile (Acqua Contenente TFA allo 0.1 %)

La fase mobile può essere conservata per 2 giorni se mantenuta a temperatura ambiente.

1. Aggiungere 1 L di acqua in un idoneo contenitore.
2. Eliminarne 1 ml.
3. Aggiungere 1 ml di trifluoroacetico (TFA).

Preparazione della Soluzione di Eluizione (Acetonitrile al 30 % Contenente TFA allo 0.2 %)

La soluzione può essere conservata per 2 giorni se mantenuta a temperatura ambiente.

1. Aggiungere 100 ml di acqua in un idoneo contenitore.
2. Eliminarne 200 µl.
3. Aggiungere 200 µl di trifluoroacetico (TFA).
4. Eliminarne 30 ml.
5. Aggiungere 30 ml di acetonitrile al 100 %.

Preparazione del Campione

• Polveri per l'Infanzia, Prodotti Pronti all'Uso e Latte Liquido

1. Introdurre 5 - 10 g di campione in un flacone di vetro ambrato con tappo a vite da 100 ml.
2. Aggiungere 50 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH 7.0.
3. Introdurre il flacone in un agitatore magnetico e aggiungere 4 g di pancreatina. Lasciare in agitazione per 10 minuti.
4. Aggiungere 6 ml della soluzione al 10 % di ascorbato di sodio e lasciare il campione in agitazione per altri 5 minuti.
5. Incubare il campione in un bagnomaria con agitatore a 37 °C per 2 ore.
6. Trasferire il campione in un altro bagnomaria con agitatore ed incubarlo a 100 °C per 20 minuti. Estrarre il campione dal bagnomaria e farlo raffreddare a temperatura ambiente.
7. Trasferire l'estratto in un flacone tarato in vetro ambrato da 100 ml e portare a questo livello con il tampone fosfato 0.1 M.
8. Centrifugare il campione per 10 minuti a 4000 rpm e filtrare il surnatante ottenuto con un filtro Whatman S&S 597½.
9. In base al tipo di matrice da analizzare, far passare un idoneo volume di filtrato attraverso la colonna seconda la tabella sotto indicata. Far passare il filtrato attraverso la colonna con un flusso di 2 ml al minuto (oppure è possibile far passare la campione attraverso la colonna per gravità). Per la "cattura" della vitamina da parte dell'anticorpo è essenziale applicare una pressione lenta e costante.

Matrice	Volume del Filtrato
Polveri per l'infanzia, latte in polvere dietetico	2 - 10 ml
Prodotti alimentari per l'infanzia, latte liquido di soia	15 ml

10. Lavare la colonna facendo passare 10 ml di acqua attraverso con un flusso di circa 5 ml per minuto. Far passare aria attraverso la colonna per rimuovere ogni liquido residuo.
11. Eluire la vitamina dalla colonna con un flusso di 1 goccia al secondo utilizzando 1 ml della soluzione di eluizione e raccoglierla in una provetta in vetro ambrata. Si raccomanda di invertire il flusso. Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento al paragrafo corrispondente.
12. A seguito della eluizione, far passare 1 ml di acqua attraverso la colonna e raccoglierlo nella stessa vial per ottenere un volume totale pari a 2 ml.
13. Introdurre 100 µl in un sistema HPLC.

Preparazione del Campione

• Cereali

1. In base al tipo di matrice da analizzare, pesare un quantitativo idoneo di campione in una provetta di vetro ambrata da 100 ml con tappo a vite.

Matrice	Volume di Campione Macinato
Cereali	1 - 10 g
Barrette Energetiche	1.5 - 2 g

2. Aggiungere 50 ml di tampone fosfato 0.1 M a pH 7.0.
3. Introdurre il flacone in un agitatore magnetico e aggiungere 4 g di pancreatina. Lasciare in agitazione per 10 minuti.
4. Aggiungere 6 ml della soluzione al 10 % di ascorbato di sodio e lasciare il campione in agitazione per altri 5 minuti.
5. Incubare il campione in un bagnomaria con agitatore a 37 °C per 2 ore.
6. Trasferire il campione in un altro bagnomaria con agitatore ed incubarlo a 100 °C per 20 minuti. Estrarre il campione dal bagnomaria e farlo raffreddare a temperatura ambiente.
7. Trasferire l'estratto in un flacone tarato in vetro ambrato da 100 ml e portare a questo livello con il tampone fosfato 0.1 M.
8. Centrifugare il campione per 10 minuti a 4000 rpm e filtrare il surnatante ottenuto con un filtro Whatman S&S 597½.
9. In base al tipo di matrice da analizzare, far passare attraverso la colonna un idoneo volume di filtrato, come indicato nella tabella sotto. Far passare il filtrato attraverso la colonna con un flusso di 2 ml per minuto (in alternativa la soluzione può essere fatta passare attraverso la colonna per gravità). E' essenziale mantenere un flusso lento e costante per la cattura della vitamina da parte dell'anticorpo.

Matrice	Volume del Filtrato
Cereali	5 - 10 ml
Barrette Energetiche	10 ml

10. Lavare la colonna facendo passare 10 ml di acqua attraverso con un flusso di circa 5 ml per minuto. Far passare aria attraverso la colonna per rimuovere ogni liquido residuo.
11. Eluire la vitamina dalla colonna con un flusso di 1 goccia al secondo utilizzando 1 ml della soluzione di eluizione e raccoglierla in una provetta in vetro ambrata. Si raccomanda di invertire il flusso. Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento al paragrafo corrispondente.
12. A seguito della eluizione, far passare 1 ml di acqua attraverso la colonna e raccoglierlo nella stessa vial per ottenere un volume totale pari a 2 ml.
13. Introdurre 100 µl in un sistema HPLC.

Preparazione dello Standard

E' possibile acquistare acido folico in polvere. Disciogliere la polvere per ottenere una concentrazione di 200 µg/ml e lasciare in agitazione a 2 – 8 °C per tutta la notte per ottenere una soluzione stock. Tutti gli standard dovrebbero essere preparati in flaconi di vetro ambrato.

Preparazione della Soluzione di Diluizione (Acetonitrile al 15 % Contenente TFA allo 0.1 %)

La soluzione può essere conservata per 2 giorni se mantenuta a temperatura ambiente.

1. Aggiungere 100 ml di acqua in un idoneo contenitore.
2. Eliminarne 100 µl.
3. Aggiungere 100 µ di trifluoroacetico (TFA).
4. Eliminarne 15 ml.
5. Aggiungere 15 ml di acetonitrile al 100 %.

Curva di Calibrazione

Si raccomanda di costruire una curva di calibrazione di almeno 3 - 6 punti. In una curva ideale i livelli degli standard di calibrazione devono raggruppare o includere la gamma dei risultati attesi. La soluzione standard diluita deve essere preparata fresca nel giorno dell'analisi e deve essere utilizzata entro 24 ore.

Esempio di come preparare una curva di calibrazione a cinque punti (si possono apportare variazioni in base al contenuto di vitamina atteso):


1. Introdurre 10 ml di acqua in una vial di vetro ambrata e rimuove 0.5 ml.
2. Aggiungere 0.5 ml della soluzione stock a 200 µg/ml per ottenere una soluzione di acido folico a 10 µg/ml.
3. Standard 5: Prelevare 10 ml della soluzione di diluizione ed eliminarne 1 ml. Aggiungere 1 ml della soluzione di acido folico a 10 µg/ml (equivalente a 1 µg/ml).
4. Standard 4: Prelevare 1 ml di 1 µg/ml ed aggiungere 1 ml della soluzione di diluizione (equivalente a 0.5 µg/ml).
5. Standard 3: Prelevare 1 ml di 0.5 µg/ml ed aggiungere 1 ml della soluzione di diluizione (equivalente a 0.25 µg/ml).
6. Standard 2: Prelevare 1 ml di 0.25 µg/ml ed aggiungere 1 ml della soluzione di diluizione (equivalente a 0.125 µg/ml).
7. Standard 1: Prelevare 1 ml di 0.125 µg/ml ed aggiungere 1 ml della soluzione di diluizione (equivalente a 0.0625 µg/ml).
8. Iniettare 100 µl di ciascuna soluzione nell'HPLC.

Raccomandazioni per l'HPLC


Condizioni per HPLC			
Cartuccia di protezione	AQUASIL C18 3 µm, 4 mm x 10 mm or equivalent		
Colonna analitica	AQUASIL C18 3 µm, 4.6 mm x 150 mm or equivalent		
Fase mobile	Fase Mobile A: 0.1 % TFA Acqua Fase Mobile B: 100 % Acetonitrile Preparare fresca il giorno dell'analisi.		
Condizioni per il gradiente	Tempo (min)	% Fase Mobile A	% Fase Mobile B
	0	88	12
	2	88	12
	10	80	20
	15	80	20
	15.01	10	90
	17	10	90
	17.01	88	12
	22	88	12
Pompa HPLC	Per consegnare la fase mobile		
Velocità di flusso	0.4 ml al minuto		
UV Detector	280 nm		
Riscaldatore colonna	Mantenere protezione e colonne analitiche a 30 °C		
Integratore / sistema di controllo dei dati	Del fornitore di preferenza		
Iniettore	Autosampler / Rheodyne valve		
Volume di iniezione	100 µl		

Esempio di Cromatogramma in HPLC per alimenti per l'infanzia

- **Compressa multivitaminica masticabile (dichiarati 200ug/compressa)**



- **Mangime per polli (arricchito a 12.5 ppm)**



Qualità

I prodotti RBR sono sviluppati, prodotti, verificati e spediti in accordo con le normative dei sistemi registrati di gestione della qualità ISO 9001 e ISO 13485 che ne assicurano l'alta e costante qualità e la rispondenza ai requisiti di performance da noi stabiliti. I nostri prodotti sono stati impiegati in molti studi collaborativi per l'elaborazione di metodi standard europei e internazionali e sono largamente utilizzati dai principali enti, industrie alimentari e laboratori governativi. Referenze sui prodotti RBR per i clienti sono disponibili su richiesta.

Supporto tecnico

Sensibile alle richieste di assistenza e suggerimenti che possono emergere da parte della clientela, RBR offre i seguenti servizi:

- Analisi dei campioni problematici
- Procedure per campioni difficili
- Referenze dalla letteratura della biblioteca RBR
- Installazione e supporto della KOBRA® CELL
- Consulenza per i parametri di rilevazione
- Consulenza per la preparazione e la manipolazione degli standard
- Aggiornamenti sulle normative e sulla preparazione dei campioni e altre notizie via e-mail
- Fornitura di campioni arricchiti

Contattare il rivenditore R-Biopharm di zona per ulteriori informazioni.

Garanzia

R-Biopharm Rhône Ltd non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quella relativa alla qualità standard dei materiali di cui sono costituiti i suoi prodotti. Nel caso tali materiali risultasse difettosi, R-Biopharm Rhône Ltd si impegna a fornire prodotti sostitutivi. L'utilizzatore si assume qualsiasi rischio e responsabilità derivante dall'impiego dei prodotti e delle procedure R-Biopharm Rhône Ltd. R-Biopharm Rhône Ltd non è da ritenersi responsabile per danni, ivi compresi danni speciali o indiretti, o spese derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei prodotti o delle procedure R-Biopharm Rhône Ltd.

Prodotto da:
R-Biopharm Rhône Ltd
Scozia

Distribuito da:
R-Biopharm Italia Srl
Via Morandi, 10
20077 Melegnano MI
Tel: 02 9823 3330
Fax: 02 9834 100
info@r-biopharm.it