



---

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE LABORANALYSEN GMBH

## **QuickGEN PCR Kit**

Screening and differentiation of wine spoilers

- low -

Real-time PCR Identifizierung und Differenzierung von  
8 weinschädlichen Bakterien und Hefen

real-time PCR detection and differentiation of  
8 wine spoilage bacteria and yeast

**REF: Q232**

Version 01/26

# QuickGEN PCR Kit

## Screening und Differenzierung von 8 weinschädlichen Bakterien und Hefen

### 1. Verwendungszweck

Screening und Differenzierung von 8 Bakterien und Hefen in Wein. Folgende Bakterien und Hefen werden differenziert:

*Lactobacillen / Pediococcen*, *Oenococcus oeni*, Essigsäurebakterien, *Zygosaccharomyces bailii*, *Zygosaccharomyces rouxii*, *Dekkera bruxellensis*, *Saccharomyces cerevisiae* und Hefen.

### 2. Testprinzip

Die Detektion erfolgt mittels Fluoreszenzmessung durch das Hydrolysesondenformat (TaqMan®). Durch hot-start-PCR plus doppelt markierter sequenzspezifischer Sonden (FAM/DQ; HEX/DQ; ROX/DQ), wird bei korrekter Hybridisierung an die Zielsequenz in der Extension-Phase ein messbares Fluoreszenzsignal definierter Wellenlänge emittiert. Eine Inhibitionskontrolle (ROX/DQ) wird zusammen mit der spezifischen Sequenz in einem Reaktionsgefäß amplifiziert, um falsch negative Ergebnisse durch Inhibition auszuschliessen. **In den tubes 4, 5, 7 und 8 ist Lyticase bereits enthalten.**

### 3. Packungsinhalt

Mit den Reagenzien können 96 Bestimmungen (24 Proben) durchgeführt werden:

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 x Premix                                                              | weißer Deckel    |
| 12 x Dye Strips (lyophilisiert, tubes 4, 5, 7 und 8 enthalten Lyticase) | tube strips      |
| 12 x Cap Strips                                                         |                  |
| 1 x ddH <sub>2</sub> O (für PCR-Negativkontrollen)                      | farbloser Deckel |

## 4. Lagerung

Die lyophilisierten Dye Strips nicht einfrieren.

Die PCR-Reagenzien bei 2 – 8 °C, den Premix **nach Erhalt** bei -20 °C lagern.

Wiederholtes Auftauen und Einfrieren (> 3x) sollte vermieden werden, da dadurch die Sensitivität verringert wird. Bei unregelmäßigem Gebrauch sollte deshalb der Premix aliquotiert werden.

Die Dye Strips enthalten die fluoreszenzmarkierten Sonden und sind lichtempfindlich. Aus diesem Grund sollten sie nicht unnötigem Lichteinfall ausgesetzt werden.

Alle Reagenzien sind bei korrekter Lagerung 12 Monate haltbar.

## 5. Zusätzlich erforderliches Material

### 5.1. Geräte

Real-time PCR Gerät für low profile PCR tubes

Zentrifuge für Strips

Pipetten

„Vortex“

### 5.2. Reagenzien und Verbrauchsmaterialien

steriles, doppelt-destilliertes oder deionisiertes Wasser (ddH<sub>2</sub>O)

passende, sterile Filterspitzen (Filtertips)

## 6. PCR

### 6.1. PCR-Ansatz

**Premix vor Gebrauch gut mischen und ggf. kurz abzentrifugieren.**

Die Folie von den benötigten tube strips entfernen und die PCR-Komponenten pipettieren.  
Nach dem Pipettieren die tube strips mit den mitgelieferten cap strips verschließen.

PCR-Ansatz pro Probe:

| PCR-Komponenten | Menge (µL)  |
|-----------------|-------------|
| Premix          | 15,0        |
| Proben-DNA      | 5,0*        |
| Gesamtvolumen   | <b>20,0</b> |

\* bei Verwendung des Simplex Easy Wine- oder QuickGEN Yeast Sample Preparation Kits:  
2,5 µL DNA einsetzen und 2,5 µL steriles ddH<sub>2</sub>O hinzufügen

Pipettierschema:

|         |                |                                                                                            |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tube 1* | Premix 15,0 µL | ddH <sub>2</sub> O 5,0 µL, <b>Achtung:</b> keine Proben-DNA pipettieren (Negativkontrolle) |
| Tube 2* | Premix 15,0 µL | ddH <sub>2</sub> O 5,0 µL, <b>Achtung:</b> keine Proben-DNA pipettieren (Positivkontrolle) |
| Tube 3* | Premix 15,0 µL | Proben-DNA der Probe 1 5,0 µL                                                              |
| Tube 4* | Premix 15,0 µL | Proben-DNA der Probe 1 5,0 µL                                                              |
| Tube 5* | Premix 15,0 µL | Proben-DNA der Probe 1 5,0 µL                                                              |
| Tube 6* | Premix 15,0 µL | Proben-DNA der Probe 2 5,0 µL                                                              |
| Tube 7* | Premix 15,0 µL | Proben-DNA der Probe 2 5,0 µL                                                              |
| Tube 8* | Premix 15,0 µL | Proben-DNA der Probe 2 5,0 µL                                                              |

\* auf die Orientierung der Tubes achten: sie sind an der Seite mit 1,2,3... gekennzeichnet

## 6.2 PCR-Programm

| Step                          | Time   | Temp. |
|-------------------------------|--------|-------|
| Lyticase treatment            | 15 min | 37 °C |
| Initial denaturation of DNA   | 15 min | 95 °C |
| Cycling Denaturation          | 15 sec | 95 °C |
| Cycling Annealing/ Elongation | 30 sec | 60 °C |

Cycle 35 x

## MyGo Pro

**Software MyGo Pro/ ESR 3.5 / 3.6**

| Step                          | Time   | Temp. |
|-------------------------------|--------|-------|
| Lyticase treatment            | 15 min | 37 °C |
| Initial denaturation          | 15 min | 95 °C |
| Cycling Denaturation          | 15 sec | 95 °C |
| Cycling Annealing/ Elongation | 30 sec | 66 °C |

Cycle 35 x

|                          |                 |                      |     |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----|
| <b>Advanced Settings</b> | <b>MyGo Pro</b> | Integration time (s) | 0.7 |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----|

|                          |                     |                      |     |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----|
| <b>Advanced Settings</b> | <b>MyGo Pro ESR</b> | Integration time (s) | 1.0 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----|

## 7. Auswertung

Die Auswertung wird entsprechend der für das real-time PCR-Gerät verwendeten Software durchgeführt (siehe Herstellerangaben).

Die in der Tabelle angegebene Negativkontrolle (NTC, Tube 1) muss negativ in den Kanälen FAM und HEX sein und positiv im Kanal ROX (Inhibitionskontrolle). Ist die Inhibitionskontrolle im ROX-Kanal negativ und/oder die Ergebnisse in den Kanälen FAM/HEX positiv, muss die PCR wiederholt werden.

Die in der Tabelle angegebenen Inhibitionskontrollen der Proben (Tube 4/7) müssen im ROX-Kanal positiv sein. Ist die Inhibitionskontrolle im ROX-Kanal negativ oder schwach positiv, deutet dies auf inhibitorische Komponenten oder eine zu hohe DNA-Menge im Reaktionsansatz hin. Die Probe sollte verdünnt wiederholt werden.

Die in der Tabelle angegebene Positivkontrolle (Tube 2) muss im FAM-Kanal positiv sein. Ist sie im FAM-Kanal negativ, muss die PCR wiederholt werden.

## PCR-Auswertung:

auf die Orientierung der Tubes achten: sie sind an der Seite mit 1,2,3... gekennzeichnet

| Tube | Probe | FAM                                | HEX                             | ROX                             |
|------|-------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1    | NTC   | -                                  | -                               | Inhibitionskontrolle            |
| 2    | PTC   | Positivkontrolle                   | -                               | -                               |
| 3    | 1     | <i>Lactobacillus / Pediococcus</i> | <i>Oenococcus oeni</i>          | Essigsäurebakterien             |
| 4    | 1     | Hefen                              | <i>Zygosaccharomyces bailii</i> | Interne Kontrolle               |
| 5    | 1     | <i>Dekkera bruxellensis</i>        | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> | <i>Zygosaccharomyces rouxii</i> |
| 6    | 2     | <i>Lactobacillus / Pediococcus</i> | <i>Oenococcus oeni</i>          | Essigsäurebakterien             |
| 7    | 2     | Hefen                              | <i>Zygosaccharomyces bailii</i> | Interne Kontrolle               |
| 8    | 2     | <i>Dekkera bruxellensis</i>        | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> | <i>Zygosaccharomyces rouxii</i> |

NTC: Negativkontrolle    PTC: Positivkontrolle

### Beispiel zur Auswertung:

Die Probe 1 zeigt ein positives FAM-Signal in Tube 5, dann handelt es sich um *Dekkera bruxellensis*.  
Bei Mischungen können positive Signale in den entsprechenden Kanälen vorliegen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. GEN-IAL übernimmt keine Gewährleistung, außer für die standardisierte Qualität der Reagenzien. Defekte Produkte werden ersetzt. Darüber hinaus gehende Ansprüche für direkte oder indirekte Schäden oder Kosten aus der Nutzung der Produkte entstehen nicht.

Rechtlicher Hinweis: Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist patentrechtlich geschützt und somit lizenzpflichtig. Sie ist im Besitz der Hoffman-La Roche Inc. Diese Produktinformation versteht sich nicht als Autorisierung oder Lizenzierung, die PCR-Methode kommerziell anzuwenden.

# QuickGEN PCR Kit

## Screening and differentiation of 8 wine spoilage bacteria and yeast

### 1. Intended use

Screening and differentiation of 8 bacteria and yeast in wine. The following bacteria and yeasts are differentiated:

*Lactobacilli / Pediococci*, *Oenococcus oeni*, Acetic acid bacteria, *Zygosaccharomyces bailii*, *Zygosaccharomyces rouxii*, *Dekkera bruxellensis*, *Saccharomyces cerevisiae* and yeast.

### 2. Test principle

The TaqMan<sup>®</sup> real-time PCR is based on hot-start PCR and sequence-specific dual labelled probes (FAM/DQ; HEX/DQ; ROX/DQ) which, when accurately hybridised, emit a measurable fluorescent signal of a defined wavelength in the extension phase. The increase of signal is continuously measured in a real-time PCR detection instrument.

To avoid false negative PCR-results an Inhibition Control (ROX/DQ) is amplified together in one tube with the specific sequence. **Tubes 4, 5, 7 and 8 contain lyticase.**

### 3. Kit contents

The kit contains sufficient reagents for 96 PCR reactions (24 samples):

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 x Premix                                                           | white cap      |
| 12 x Dye Strips (freeze-dried, tubes 4, 5, 7 und 8 contain lyticase) | tube strips    |
| 12 x Cap Strips                                                      |                |
| 1 x ddH <sub>2</sub> O (for PCR negative controls)                   | colourless cap |

#### **4. Storage conditions**

Do **not** freeze the lyophilized Dye Strips.

The PCR reagents should be stored at 2 – 8 °C (35 – 46 °F).

Keep Premix for storage at - 20 °C (- 4 °F) **after arrival**. Avoid loss of sensitivity by repeating freezing and thawing more than 3 times. For irregular use aliquot the Premix.

The Dye Strips contain the fluorescent labelled probes and should be handled light protected.

All reagents are stable for 12 months, if they are stored correctly.

#### **5. Materials required, but not provided**

##### **5.1. Instruments**

Real-time PCR instrument for low profile tubes

Centrifuge for strips

Pipettes

“Vortex”

##### **5.2. Reagents and plastic ware**

sterile ddH<sub>2</sub>O

sterile filter tips



## 6. PCR

### 6.1. PCR-Setup

**Before every use thoroughly mix all PCR-components and centrifuge briefly.**

Remove the film from the needed tube strips and pipette the PCR-Components. After pipetting close the tube strips with the provided cap strips.

PCR-reaction setup:

| PCR-Components | volume (µL) |
|----------------|-------------|
| Premix         | 15.0        |
| Sample-DNA     | 5.0*        |
| Total volume   | <b>20.0</b> |

\* if using the Simplex Easy Wine or QuickGEN Yeast Sample Preparation Kit:  
add 2.5 µL DNA and 2.5 µL sterile ddH<sub>2</sub>O

Pipetting scheme:

|         |                |                                                                                       |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tube 1* | Premix 15.0 µL | ddH <sub>2</sub> O 5.0 µL, <b>Attention:</b> pipette no sample-DNA (negative control) |
| Tube 2* | Premix 15.0 µL | ddH <sub>2</sub> O 5.0 µL, <b>Attention:</b> pipette no sample-DNA (positive control) |
| Tube 3* | Premix 15.0 µL | sample-DNA of sample 1 5.0 µL                                                         |
| Tube 4* | Premix 15.0 µL | sample-DNA of sample 1 5.0 µL                                                         |
| Tube 5* | Premix 15.0 µL | sample-DNA of sample 1 5.0 µL                                                         |
| Tube 6* | Premix 15.0 µL | sample-DNA of sample 2 5.0 µL                                                         |
| Tube 7* | Premix 15.0 µL | sample-DNA of sample 2 5.0 µL                                                         |
| Tube 8* | Premix 15.0 µL | sample-DNA of sample 2 5.0 µL                                                         |

\* Please notice the orientation of the tubes: they are marked with 1,2,3.....

## 6.2 PCR-Program

| Step                          | Time   | Temp. |            |
|-------------------------------|--------|-------|------------|
| Lyticase treatment            | 15 min | 37 °C |            |
| Initial denaturation of DNA   | 15 min | 95 °C |            |
| Cycling Denaturation          | 15 sec | 95 °C | Cycle 35 x |
| Cycling Annealing/ Elongation | 30 sec | 60 °C |            |

## MyGo Pro User

### Software MyGo Pro/ ESR 3.5 / 3.6

| Step                          | Time   | Temp. |                  |
|-------------------------------|--------|-------|------------------|
| Lyticase treatment            | 15 min | 37 °C |                  |
| Initial denaturation          | 15 min | 95 °C |                  |
| Cycling Denaturation          | 15 sec | 95 °C | Cycle 30* - 35 x |
| Cycling Annealing/ Elongation | 30 sec | 62 °C |                  |

**Advanced Settings MyGo Pro**                      Integration time (s)                      0.7

**Advanced Settings MyGo Pro ESR**                      Integration time (s)                      1.0

## 7. Evaluation

The evaluation has to be made according to the data analysis program recommended by the real-time instrument manufacturer.

The Negative Control (NTC, tube 1) has to be negative in the FAM-, and HEX-channel and positive in the ROX-channel (Inhibition Control). Is the Inhibition Control in the ROX-channel negative and/or the results in the FAM-/ HEX-channel positive, PCR has to be repeated.

The Inhibition Controls in the samples (tubes 4/7) have to be positive in the ROX-channel. Is the Inhibition Control in the ROX-channel negative or weak inhibitors or high amount of DNA are in the sample reaction. The sample should be repeated with a dilution.

The Positive Control (tube 2) has to be positive in the FAM-channel, if it is negative PCR, has to be repeated.

## PCR-Analysis:

please notice the orientation of the tubes: they are marked with 1,2,3.....

| Tube | Probe | FAM                                | HEX                             | ROX                             |
|------|-------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1    | NTC   | -                                  | -                               | Inhibition control              |
| 2    | PTC   | Positive control                   | -                               | -                               |
| 3    | 1     | <i>Lactobacillus / Pediococcus</i> | <i>Oenococcus oeni</i>          | Acetic acid bacteria            |
| 4    | 1     | yeast                              | <i>Zygosaccharomyces bailii</i> | Inhibition control              |
| 5    | 1     | <i>Dekkera bruxellensis</i>        | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> | <i>Zygosaccharomyces rouxii</i> |
| 6    | 2     | <i>Lactobacillus / Pediococcus</i> | <i>Oenococcus oeni</i>          | Acetic acid bacteria            |
| 7    | 2     | yeast                              | <i>Zygosaccharomyces bailii</i> | Inhibition control              |
| 8    | 2     | <i>Dekkera bruxellensis</i>        | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> | <i>Zygosaccharomyces rouxii</i> |

NTC: Negative Control    PTC: Positive Control

### Example for interpretation:

If sample 1 shows a positive FAM-signal in tube 5, *Dekkera bruxellensis* is identified. If the sample contains mixtures, you have positive signals in different channels

#### Note:

The polymerase-chain reaction (PCR) is protected by patents and requires a licence from Hoffmann-LaRoche Inc.. The provided product does not authorise the purchaser for the commercial use of this method.

GEN-IAL makes no warranty of any kind, either expressed or implied, except that the materials from which its products are made are of standard quality. If any materials are defective, GEN-IAL will provide a replacement product. There is no warranty of merchantability of this product, or of the fitness of the product for any purpose. GEN-IAL shall not be liable for any damages, including special or consequential damage, or expense arising directly or indirectly from the use of this product.