


Enzymatische UV-Bestimmung von Sulfid (als Gesamtsulfid) in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien
30 ml Puffer / 0,4 ml NADH-POD / 1,6 ml SUOX (30 Tests)

Nur für den Laborgebrauch
Lagerung bei 2 - 8 °C

Testprinzip

Enzymatische UV-Bestimmung mit NADH-Peroxidase (NADH-POD) und Sulfidoxidase (SUOX). Der Verbrauch von NADH wird bei 340 nm gemessen:



Reagenzienvorbereitung

- Das Testkit enthält folgende Reagenzien:
 Flasche 1: Puffer (30 ml, TEA 0,8 M, NaN₃ 0,02%)
 Flasche 2: NADH-Tabletten (mit je 0,4 mg NADH)
 Flasche 3: Suspension mit NADH-POD (0,4 ml, 14,5 U/ml)
 Flasche 4: Suspension mit SUOX (1,6 ml, 2,5 U/ml)

Die Reagenzien sind bei 2 - 8 °C bis zum angegebenen Monatsende der Haltbarkeit stabil (siehe Etikett). Reagenzien nicht einfrieren! Reagenzien vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur (20 - 25 °C) bringen.

Zwei Reagenzien müssen wie folgt vorbereitet werden:

Arbeitslösung 1+2: Je nach Anzahl der untersuchten Proben 1 Tablette (Flasche 2) in 1 ml Puffer (Flasche 1) auflösen. Diese Arbeitslösung ist bis eine Woche bei 2 - 8 °C stabil.

Dieses Kit kann gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Sicherheitshinweise zu den enthaltenen Komponenten sind den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern (MSDS) auf unserer Internetseite (www.r-biopharm.de) zu entnehmen. Nach Gebrauch die Reagenzien mit dem Laborabfall entsorgen. Das Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

Probenvorbereitung

- Flüssige und klare Proben direkt oder nach Verdünnen in den jeweiligen Messbereich einsetzen (siehe Testdurchführung).
- Trübe Lösungen filtrieren oder zentrifugieren.
- Kohlensäurehaltige Proben entgasen.
- Eine Carrez-Klärung ist für die Sulfid-Bestimmung nicht zulässig!
- Feste oder halb feste Proben zerkleinern und homogenisieren und mit Wasser extrahieren; filtrieren oder zentrifugieren.
- Da Sulfid flüchtig, reaktiv und leicht oxidierbar ist, ist bei der Vorbereitung der Proben und der Durchführung der Analyse besondere Vorsicht geboten. Aufgrund der Instabilität von Sulfidlösungen sollten die Proben schnellstmöglich nach der Vorbereitung analysiert werden.

Testdurchführung

- Wellenlänge: 340 nm
 Schichtdicke: 1 cm
 Gesamtvolumen: 3,060 ml
 Temperatur: ~ 25 °C
 Leerwert: Gegen Luft oder Wasser
 Probelösung: 1 - 30 µg/Test

| | Reagenzienleerwert | Proben |
|---|--------------------|---------|
| Lösung 1+2 | 1000 µl | 1000 µl |
| Probe | - | 100 µl |
| dest. Wasser | 2000 µl | 1900 µl |
| NADH-POD (Fl. 3) | 10 µl | 10 µl |
| Mischen, 5 min bei 20 - 25 °C inkubieren. Extinktion E ₁ messen, dann Reaktion starten durch Zugabe von: | | |
| SUOX (Flasche 4) | 50 µl | 50 µl |
| Mischen, bis zum Ende der Reaktion bei 20 - 25 °C inkubieren. (ca. 30 min)*. Extinktion E ₂ messen. | | |

*Ggf. die Extinktion in 5-Minuten-Abständen weitermessen, bis die Reaktion beendet ist oder Schleichreaktion messen und subtrahieren.

Berechnung der Ergebnisse

Die Berechnung erfolgt nach Lambert-Beer'schem Gesetz.

$$\Delta E = (E_1 - E_2)_{\text{Probe bzw. Standard}} - (E_1 - E_2)_{\text{Leerwert}}$$

$$c = (V \times MW \times \Delta E) / (\epsilon \times d \times v \times 1000) \text{ [g/l]}$$

$$c = (3,060 \times 64,06 \times \Delta A) / (6,3 \times 1,00 \times 0,100 \times 1000)$$

$$c = 0,311 \times \Delta E \text{ [g/l]}$$

Wenn die Probe bei der Vorbereitung verdünnt wurde, muss das Ergebnis mit dem Verdünnungsfaktor multipliziert werden.

Bei der Analyse von Proben, die zur Probenvorbereitung eingewogen werden, berechnet sich der Gehalt aus der eingewogenen Menge:

$$\text{Content [g/100g]} = \frac{C_{\text{Test}} \text{ [g/l]}}{\text{Einwaage}_{\text{Probe}} \text{ [g/l]}} \times 100$$

Leistungsdaten

Spezifität

Sulfidoxidase reagiert mit Sulfiden, Isothiocyanaten und deren Glykosiden. Organische Sulfonsäureverbindungen können eine Schleichreaktion hervorrufen. Sulfide, Thiosulfate, Sulfat und organische Sulfinsäureverbindungen reagieren nicht. Gereinigte Reagenzien, wie Natriumsulfid, Natriumdisulfid und Kaliumdisulfid, absorbieren Feuchtigkeit und werden leicht oxidiert. Darüber hinaus sind wässrige Lösungen instabil und Werte < 100 % sind zu erwarten.

Interferenzen

L-Ascorbinsäure hemmt die Sulfidoxidase. Hohe Konzentrationen von L-Ascorbinsäure reagieren mit Wasserstoffperoxid, das als Zwischenprodukt gebildet wird und zu niedrigen Werten führt. L-Ascorbat muss vor der Sulfidbestimmung entfernt werden, z. B. mit Hilfe von Ascorbatoxidase.

Messbereich

Der empfohlene Messbereich ist 1 µg - 30 µg. Bei einem Volumen von 100 µl Probe entspricht dies 10 - 300 mg/l. Wenn dieser Bereich überschritten wird, sollten die Proben mit destilliertem Wasser auf eine Konzentration innerhalb des Messbereichs verdünnt werden. Der Verdünnungsfaktor muss in die Berechnung einbezogen werden.

Sensitivität

Die Empfindlichkeit wird mit dem obigen Lambert-Beer-Gesetz berechnet und variiert somit in Abhängigkeit von v und dem gewählten ΔE. Das minimale ΔE, das reproduzierbar gemessen werden kann, ist ΔE = 0,020 (E). Das Probenvolumen (v) kann auf bis zu 2 ml erhöht werden (Wasser entsprechend reduzieren). Dies ergibt beispielhaft:
 - mit v = 0,100 ml und ΔE = 0,050, Grenzwert = 15 mg/l (Routine)
 - mit v = 0,500 ml und ΔE = 0,050, Grenzwert = 3 mg/l (Mittelgröße)
 - mit v = 2,000 ml und ΔE = 0,020, Grenzwert = 0,3 mg/l (Maximum)

Qualitätskontrolle

Bereiten Sie jeden Tag eine frische Qualitätskontrolle vor. Zum Erhalt von 300 mg/l äquivalentem SO₂, lösen Sie eine der folgenden Mengen in jeweils 100 ml Zitronensäurelösung (1g/l):
 - 59 mg Natriumsulfid (Na₂SO₃, 50,8% SO₂)
 - 44,5 mg Natriumdisulfid (Na₂S₂O₅, 67,4 % SO₂)
 - 52 mg Kaliumdisulfid (K₂S₂O₅, 57,6% SO₂)

Haftungsausschluss

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. R-Biopharm übernimmt keine Gewährleistung, außer für die standardisierte Qualität der Reagenzien. Defekte Produkte werden ersetzt. Für darüber hinaus gehende direkte, indirekte Schäden oder sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte haftet R-Biopharm nicht.

