



## Die schnelle, einfache und robuste Lösung – RIDA® QUICK Schnelltests

Minimieren Sie das Risiko unentdeckter Mykotoxinkontaminationen.  
RIDA® QUICK Mykotoxin-Tests – die optimale Lösung für Testungen vor Ort.

### Vorteile



Kurze Testlaufzeiten



Einfach durchzuführen



Quantitative Ergebnisse



Die optimale Lösung für Rohmaterialuntersuchungen



Innovative Auswertung mit dem Smartphone

## RIDA® QUICK Mykotoxin-Tests

Verunreinigungen von Lebens- und Futtermitteln mit Mykotoxinen werden weltweit immer mehr zum Problem. Sie verursachen wirtschaftliche Schäden von mehreren Milliarden EUR jährlich. Auch Europa ist betroffen. Stellen Sie sicher, dass Sie verlässliche Ergebnisse erhalten, wenn Sie auf diese natürlich vorkommenden Toxine testen.

Quantitative RIDA®QUICK Mykotoxin-Schnelltests sind die optimale Lösung um schnell und verlässlich

Informationen über die Mykotoxinverunreinigung von Getreide zu erhalten.

Sie sind schnell durchzuführen und kombinieren eine einfache Testdurchführung mit minimalen Anforderungen an die Testumgebung und -ausrüstung. Mykotoxinanalytik mit RIDA®QUICK Produkten ist gleichzeitig einfach und robust. Ein kurzes Training ist ausreichend, um verlässliche Ergebnisse zu erhalten.

### Testinformationen

- **Methode:** Immunchromatographische Teststreifen für quantitative Ergebnisse
- **Packungsgröße:** 20 einzeln verpackte Streifen

### Quantitative Ergebnisse

Die quantitative Testauswertung erfolgt mit der einfach zu handhabenden RIDA®SMART APP Software für Android (Art. No. ZRSAM1000).

#### Wässrige Extraktion

Produkt	Artikelnummer	Inkubationszeit	Messbereich
			<b>RIDA®SMART APP</b>
RIDA®QUICK Aflatoxin RQS ECO	R5209	5 min	2 - 300 µg/kg
RIDA®QUICK DON RQS ECO	R5911	3 min	250 - 50000 µg/kg
RIDA®QUICK Fumonisin RQS ECO	R5606	5 min	300 - 10000 µg/kg
RIDA®QUICK T-2 / HT-2 RQS ECO	R5304	5 min	50 - 10000 µg/kg



#### Ethanol-/Methanol-Extraktion

Produkt	Artikelnummer	Inkubationszeit	Messbereich
			<b>RIDA®SMART APP</b>
RIDA®QUICK Aflatoxin RQS	R5208	3 min	2 - 300 µg/kg
RIDA®QUICK Zearalenon RQS	R5504	5 min	50 - 1000 µg/kg

Für mehr Informationen steht Ihnen Ihr zuständiger R-Biopharm-Mitarbeiter oder unser Vertriebsbüro National unter [info@r-biopharm.de](mailto:info@r-biopharm.de) zur Verfügung.