


Mykotoxin-Testungen vor Ort

RIDA®QUICK: minimieren Sie das Risiko unentdeckter Kontaminationen



Quantitative Tests im Format von 20 einzeln verpackten Teststreifen




Innovative Auswertung mit der RIDA®SMART APP Software



Sichere Ergebnisse mit kurzen Inkubationszeiten

Mehr Informationen:



https://r-bio/QUICK_DE

Verlässliche Analytik mit Lateral Flow Tests

Informationen über RIDA®QUICK Schnelltests

Ihre Vorteile



Einfach durchzuführen: ein kurzes Training zum Test ausreichend



Akkurate Lösung: vor-Ort-Analyse von Rohmaterialien mit minimalem Aufwand und Equipment



Sicher: Objektive Ergebnisse und Vermeidung von Fehlern, die durch visuelles Ablesen des Tests entstehen

RIDA®QUICK Mykotoxine

Verunreinigungen von Lebens- und Futtermitteln mit Mykotoxinen werden weltweit immer mehr zum Problem. Sie verursachen wirtschaftliche Schäden von mehreren Milliarden EUR jährlich. Auch Europa ist betroffen. Stellen Sie sicher, dass Sie verlässliche Ergebnisse erhalten, wenn Sie auf diese natürlich vorkommenden Toxine testen.

Quantitative RIDA®QUICK Mykotoxin Schnelltests sind die optimale Lösung, um schnell und verlässlich Informationen über die Mykotoxinverunreinigung von Getreide zu erhalten.

Sie sind schnell durchzuführen und kombinieren eine einfache Testdurchführung mit minimalen Anforderungen an die Testumgebung und -ausrüstung.

Mykotoxinanalytik mit RIDA®QUICK Produkten ist gleichzeitig einfach und robust. Ein kurzes Training ist ausreichend, um verlässliche Ergebnisse zu erhalten.

Quantitative Ergebnisse

Die quantitative Testauswertung erfolgt mit der einfach zu handhabenden RIDA®SMART APP Software (Art. Nr. ZRSAM1000) in Kombination mit einem validierten Android Smartphone oder mit der RIDA®SMART BOX (Art. Nr. ZRSA-SB) und einem Smartphone.

Wässrige Extraktion

Produkt	Art. Nr.	Inkubationszeit	Messbereich
			RIDA®SMART APP
RIDA®QUICK Aflatoxin RQS ECO	R5209	5 min	2 - 300 µg/kg
RIDA®QUICK DON RQS ECO	R5911	3 min	250 - 50.000 µg/kg
RIDA®QUICK Fumonisin RQS ECO	R5606	5 min	300 - 10.000 µg/kg
RIDA®QUICK T-2 / HT-2 RQS ECO	R5304	5 min	50 - 10.000 µg/kg
RIDA®QUICK Ochratoxin ECO	R5404	3 - 5 min	2 - 150 µg/kg

Ethanol/Methanol Extraktion

Produkt	Art. Nr.	Inkubationszeit	Messbereich
			RIDA®SMART APP
RIDA®QUICK Aflatoxin RQS	R5208	3 min	2 - 300 µg/kg
RIDA®QUICK Zearalenon RQS	R5504	5 min	50 - 1.000 µg/kg

RIDA®SMART APP (Art. Nr. ZRSAM1000) und RIDA®SMART BOX (Art. Nr. ZRSA-SB)

